


BRAUN


BUA6150CEME Quick reference guide

Please keep with unit / съхранявайте заедно с апарата / uchovávejte u přístroje / molimo čuvajte uz uređaj / kérjük, tartsa a termék mellett / przechowować razem z urządzeniem / الرجاء الاحتفاظ بها مع الوحدة / hranite skupaj z aparatom / Prosím, uchovajte spolu s prístrojom / Lütfeñ ürünle birlikte bulundurun





BUA6150CEME



GB**BG**

Irregular heart beat

Неправилен сърдечен ритъм



Pulse symbol

Символ за пулса



Memory

Памет



Averaging function

Функция за осредняване



Low battery

Изтощена батерия



Error (see owner's manual)

Грешка (вж. ръководството на потребителя)

CZ**HR**

Nepravidelný srdeční tep
Nepravilan rad srca



Symbol pulsu
Puls-Symbol

M:

Paměť
Memorija



Výpočet průměru
Funkcija srednjih vrijednosti



Slabá baterie
Slaba baterija

Error

Chyba (viz návod k obsluze)
Greška (pogledajte priručnik za korisnike)

HU**PL**

Szabálytalan szívverés
Nieregularne bicie serca



Pulzus szimbóluma
Symbol tętna



Memória
Pamięć



Átlagérték-kiszámítási funkció
Funkcja uśredniania



Alacsony elemtöltés
Niski poziom na ładowania baterii



Hiba (lásd az útmutatót)
Błąd (patrz pod ręcznik użytkownika)

SA

SI



نبض قلب غير منتظم

Nepravilen srčni utrip



رمز النبض

Simbol za srčni utrip

M:

الذاكرة

Pomnilnik



وظيفة المقاربة

Izračun povprečja



البطارية منخفضة

Baterija je skoraj prazna

Error

خطأ (انظر دليل المالك)

Napaka (glejte uporabniški priročnik)

SK**TR**

Nepravidelná srdcová frekvencia
Düzensiz nabız



Symbol pulzu
Nabız simgesi

M:

Pamäť
Hafıza



Funkcia spriemerovania
Ortalama alma işlevi



Slabá batéria
Zayıf pil

Error

Chyba (pozri príručku majiteľa)
Hata (Bknz. kullanma kılavuzu)

This blood pressure monitor is manufactured under licence to the 'Braun' trademark.

'Braun' is a registered trademark of Braun GmbH, Kronberg, Germany.

Kaz Europe Sàrl
Place Chauderon 18
CH-1003 Lausanne
Switzerland



© 2018, All rights reserved.
www.hot-europe.com
BUA6150CEME
P/N A002608R0
24APR18